

RECOLLIDA, FIXACIÓ I TRANSPORT DE MOSTRES

Servei d'Anatomia Patològica



Actualització abril 2026

Sumari

1. Informació general del Servei d'Anatomia Patològica
2. Tipus de mostres d'Anatomia Patològica
 - 2.1. Biòpsies
 - 2.2. Citologies
 - 2.2.1. Citologia General
 - 2.2.2. Citologia Ginecològica Líquida
 - 2.2.3. Citologia per Punció Aspiració (PAAF)
 - 2.3. Determinació molecular (VPH)
 - 2.4. Autòpsies Clíniques

1. INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA

Ubicació i telèfon

Carrer de Francesc Pla 'El Vigatà', núm. 1. 08500 Vic
Edifici dels Laboratoris, planta 1, Servei Anatomia Patològica
93 702 77 15

Horari de recepció

De dilluns a divendres de 8 a 15 hores (dies laborables).

Transport

Totes les mostres s'han de transportar amb l'envàs de mida adequada, ben tancades i correctament identificades.

2. TIPUS DE MOSTRES D'ANATOMIA PATOLÒGICA

Totes les mostres s'han de rebre correctament identificades i amb la petició corresponent on consti les dades personals del pacient, informació clínica rellevant, data d'extracció de la mostra, dades de contacte del centre, professional sol·licitant i dades de facturació.

2.1 Biòpsies

Les **biòpsies** i **peces quirúrgiques** s'han de rebre **en formol** (volum com a mínim 10 vegades superior al de la peça).

En els casos excepcionals de biòpsies **intraoperatòries**, biòpsies **ganglionars per estudi hematopatològic** i biòpsies per estudi d'**immunofluorescència**, s'hauran de rebre les **mostres en fresc** i de manera immediata dins l'horari de recepció de mostres del Servei i previ contacte telefònic.

2.2 Citologies

Les mostres per estudi citològic s'han de rebre en el fixador corresponent segons el tipus de mostra:

2.2.1 Citologia General

Els líquids i secrecions orgàniques s'han de rebre en un pot de boca ampla amb 1/3 de fixador de citologia.

- **Orina:** Llençar la primera micció del matí i recollir la mostra de la segona micció. Es recomana rentar els genitals. Recollir la mostra d'orina durant 3 dies consecutius.
- **Esput:** Recollir a primera hora del matí (obtenció dels exsudats de la nit). En dejú. Prèviament rentar la boca amb antisèptic, no pasta de dents. Tossir profundament procurant arrencar des dels bronquis. Recollir esput durant 3 dies consecutius.
- **Líquids orgànics:** Obtenció de mostra amb tècnica estèril.
- Els **líquids cefaloraquidis** recollits entre setmana, en horari de recepció de mostres del Servei, han d'anar en un recipient estèril, en fresc i s'han de fer arribar immediatament al Servei d'Anatomia Patològica. Fora d'aquest horari, si no es disposa de nevera, fixar la mostra en ThinPrep per a la seva conservació.

Per les mostres de **secreció de mugró** i per la tècnica **Tzanck**, fer una extensió / imprompta sobre el portaobjectes i fixar-la immediatament amb esprai fixador.

2.2.2 Citologia Ginecològica Líquida

Recollir la mostra amb raspallet i dipositar-la dins el pot de fixador ThinPrep per la seva conservació, agitar el raspallet per desprendre la mostra i llençar-lo (no es pot deixar el raspallet a dins el recipient).

2.2.3 Citologia per Punció Aspiració (PAAF)

Introduir el material amb 1/3 part de fixador de citologia per la seva conservació i fer un rentat d'agulla amb el mateix líquid fixador (no es pot deixar l'agulla a dins el recipient).

2.3 Determinació molecular (VPH)

Recollir la mostra amb raspallet i dipositar-la dins el pot de fixador ThinPrep per la seva conservació, agitar el raspallet per desprendre la mostra i llençar-lo (no es pot deixar el raspallet a dins el recipient).

2.4 Autòpsies Clíniques

La realització d'autòpsies és els matins dels dies laborables.

La documentació necessària per la realització d'aquestes (sol·licitud autòpsia, certificat de mort certa i autorització d'autòpsia) s'ha d'enviar degudament emplenada al Servei d'Anatomia Patològica abans de les 11 hores per tal de poder procedir a realitzar l'autòpsia.

- **Autòpsia fetal:** Fetus 12-22 setmanes de gestació. Cal dipositar fetus i placenta en fresc dins un contenidor de tapa blanca degudament identificat i deixar-lo a la nevera del mortuori.
- **Autòpsia perinatal:** Fetus >22 setmanes de gestació fins a una setmana de vida. Dipositar el fetus dins un sudari, la placenta en fresc dins un contenidor de tapa blanca degudament identificats i deixar-ho conjuntament a la nevera del mortuori.
- **Autòpsia adult total/parcial:** a partir de la setmana de vida. Dipositar el cos dins un sudari degudament identificat i deixar-lo a la nevera del mortuori.
- **Autòpsia per punció:** Les mostres extretes s'han d'enviar fixades en formol.